



Kultur von Chlorococcum

Kulturgefässe

250 ml Erlenmeyerkolben mit Aluminiumkappe.

Kulturmedium

BBM+

Siehe Anleitung 'BBM-IZB Medium (modifiziertes Bold's Basal Medium)'
mit 5 ml Vitaminzusatz

Kulturansatz

Etwa 250 ml BBM+ welches auf Raumtemperatur gebracht wurde, mit ca. 10 ml Chlorococcum aus der 4-8 Wochen alten Kultur überimpfen
Unter ca. 5'000 Lux Weisslicht mit Tag-und Nacht-Rhythmus (12/12) inkubieren.

Chlorococcum ist nicht beweglich.

Die Algen müssen täglich aufgeschüttelt werden!